







Clik-FIX[®] PICC / Central Catheter Securement Device



REF WCS-1000B
WCS-1003B



DESCRIPTION

The B. Braun Medical Clik-FIX PICC/Central Catheter Securement Device is an adhesive securement device (ASD) designed to provide securement and stabilization to peripherally inserted central catheters (PICCs), central catheters, and midline catheters with wings.

INDICATIONS

The Clik-FIX PICC/Central Catheter Securement Device is intended to stabilize PICCs, central catheters, and midline catheters with wings.

CONTRAINDICATIONS

Do not use device on compromised skin (i.e., open wounds, burns, lesions, rash, other irritation and/or patient's with known tape or adhesive allergies or hypersensitive skin).

ADVERSE REACTIONS

Skin irritation.

WARNING AND PRECAUTIONS

- Follow facility protocol when placing and removing the device. Observe universal precautions.
- Do not use a Clik-FIX device on patients who are allergic to adhesives and on non-adherent skin.

- Do not apply alcohol, acetone, or other liquid agent directly on the Clik-FIX device when in use, as it can weaken the device.
- During application and removal of the Clik-FIX device, take care to minimize manipulation and movement of the catheter.
- Prepare the skin surface according to facility protocol. Remove oil and moisture from application area and allow the area to completely dry.
- Routinely inspect the Clik-FIX device, insertion site, and catheter position according to facility protocol and best practice guidelines.
- Replace the Clik-FIX device at least every 7 days or per facility protocol.

INSTRUCTIONS FOR USE

1. PREP

Prepare and cleanse insertion site and surrounding securement area according to facility protocol. Allow the area to completely dry. Establish vascular access according to facility protocol or remove previous dressing from catheter.

2. PLACE

Remove the small release paper from the locking mechanism to expose the slightly tacky adhesive patch (Figure 2a). Orient the Clik-FIX device so the green arrows point towards the insertion site. Carefully place the Clik-FIX device under the wings of the catheter, ensuring that the bottom of the wings are flush with the wing wall (Figure 2b). Lightly press catheter wings to base of device.

3. SECURE LATCH

Support the underside of the device and gently fold the locking mechanism latch over the wings of the catheter, aligning the latch with the slot on the base of the mechanism (Figure 3). Lightly press until you hear a click. You may hear up to 3 clicks depending on the size of the catheter wings.

4. PEEL AND PRESS

Remove the release paper from the underside of the device one side at a time (Figure 4). Lightly press to adhere to the skin.

5. COMPLETE DRESSING

After the Clik-FIX device is adhered to the skin, follow facility protocol for placement of dressing. Date and time per facility protocol.

REMOVAL

1. REMOVE TRANSPARENT DRESSING

Following facility protocol and stabilizing the skin, carefully remove the transparent dressing. Temporarily secure the catheter during the dressing change with the provided sterile foam tape strip or according to facility protocol.

2. OPEN LOCKING MECHANISM

To open the locking mechanism, lightly push the tab on the right corner of the locking mechanism latch towards the insertion site until the latch releases from the slot (Figure 5).

3. REMOVE WINGS

While securing the insertion site according to your facility protocol, gently "roll" the catheter wings off the adhesive patch starting with one side of the wings.

4. REMOVE DEVICE

While securing the insertion site, remove the adhesive pad from the skin by peeling the pad gently away from the skin surface. If difficulty is encountered, use your facility's protocol for adhesive removal to weaken the adhesive at the interface between the device and the skin to loosen adhesive. Continue to carefully remove.

STERILE EO



Do not use if package is damaged



Do not resterilize



Single use



Consult Electronic Instructions for Use
www.bbraunusa.com

Rx only

A4809089-3 REV. 3/24







Patent: www.bbraunusa.com/patents

Not made with natural rubber latex or phthalates.

B. Braun Medical Inc.
Bethlehem, PA 18018-3524 USA
1-800-227-2862

B | BRAUN

Dispositif de fixation **Clik-FIX®** pour CCIP/cathéters centraux



REF **WCS-1000B**
WCS-1003B

DESCRIPTION

Le dispositif de fixation Clik-FIX pour cathéters centraux insérés par voie périphérique (CCIP)/cathéters centraux de B. Braun Medical est un dispositif de fixation adhésif conçu pour assurer la fixation et la stabilisation des CCIP, des cathéters centraux et des cathéters mi-longs avec ailettes.

INDICATIONS

Le dispositif de fixation Clik-FIX pour CCIP/cathéters centraux est conçu pour stabiliser les CCIP, les cathéters centraux et les cathéters mi-longs avec ailettes.

CONTRE-INDICATIONS

Ne pas utiliser le dispositif sur une peau compromise (c'est-à-dire plaies ouvertes, brûlures, lésions, éruptions cutanées, autres irritations et [ou] allergies

connues à l'adhésif/au ruban adhésif ou peau hypersensible).

EFFETS INDÉSIRABLES

Irritation cutanée.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS

- Suivre le protocole de l'établissement lors de la mise en place et du retrait du dispositif. Prendre les précautions universelles.
- Ne pas utiliser le dispositif Clik-FIX chez des patients allergiques aux adhésifs ni sur une peau non adhérente.
- Ne pas mettre d'alcool, d'acétone ou tout autre produit liquide directement sur le dispositif Clik-FIX en cours d'usage, car une telle application pourrait affaiblir le dispositif.

- Veiller à réduire au minimum les manipulations et les déplacements du cathéter lors de la mise en place et du retrait du dispositif Clik-FIX.
- Préparer la surface de la peau conformément au protocole de l'établissement. Enlever l'huile et l'humidité de la zone d'application et la laisser sécher complètement.
- Inspecter régulièrement le dispositif Clik-FIX, le site d'insertion et la position du cathéter conformément au protocole de l'établissement et aux lignes directrices sur les pratiques exemplaires.
- Remplacer le dispositif Clik-FIX au moins tous les 7 jours ou selon le protocole de l'établissement.

MODE D'EMPLOI

1. PRÉPARER

Préparez et nettoyez le site d'insertion et la zone de fixation environnante conformément au protocole de l'établissement. Laissez la zone sécher complètement. Établissez un accès vasculaire conformément au protocole de l'établissement ou enlevez le pansement précédent du cathéter.

2. METTRE EN PLACE

Enlevez le petit papier de protection du mécanisme de verrouillage pour exposer l'adhésif légèrement collant (figure 2a). Orientez le dispositif Clik-FIX de manière à ce que les flèches vertes pointent vers le site d'insertion. Placez soigneusement le dispositif Clik-FIX sous les ailettes du cathéter en veillant à ce que le bas des ailettes soit au même niveau que le stabilisateur d'ailette (figure 2b). Appuyez légèrement sur les ailettes du cathéter à l'embase du dispositif.

3. FERMER LE LOQUET

Soutenez le dessous du dispositif et repliez délicatement le loquet du mécanisme de verrouillage sur les ailettes du cathéter en alignant le loquet avec la fente sur la base du mécanisme (figure 3). Appuyez légèrement jusqu'à ce que vous entendiez un déclic. Vous pourriez entendre jusqu'à 3 déclics, selon la taille des ailettes du cathéter.

4. DÉCOLLER ET APPUYER

Enlevez le papier de protection de la face inférieure du dispositif, un côté à la fois (figure 4). Appuyez légèrement pour bien faire adhérer à la peau.

5. ACHEVER LE PANSEMENT

Une fois le dispositif Clik-FIX collé à la peau, suivez le protocole de l'établissement pour mettre en place un pansement. Indiquez la date et l'heure selon le protocole de l'établissement.

RETRAIT

1. ENLEVER LE PANSEMENT TRANSPARENT

Conformément au protocole de l'établissement et en maintenant la peau bien stable, enlevez délicatement le pansement transparent. Fixez temporairement le cathéter pendant le changement de pansement à l'aide de la bande de mousse stérile fournie ou conformément au protocole de l'établissement.

2. OUVRIR LE MÉCANISME DE VERROUILLAGE

Pour ouvrir le mécanisme de verrouillage, poussez légèrement la languette située dans le coin droit du loquet du mécanisme de verrouillage vers le site d'insertion jusqu'à ce que le loquet sorte de la fente (figure 5).

3. ENLEVER LES AILETTES

Tout en sécurisant le site d'insertion conformément au protocole de votre établissement, faites « rouler » doucement les ailettes du cathéter hors du tampon adhésif en commençant par un côté des ailettes.

4. ENLEVER LE DISPOSITIF

Tout en sécurisant le site d'insertion, retirez le tampon adhésif de la peau en le décollant doucement de la surface de la peau. Si vous éprouvez des difficultés, suivez le protocole de retrait d'adhésif de votre établissement pour décoller l'adhésif entre le dispositif et la peau. Continuez de le décoller avec précaution.

STERILE EO

Stérilisé à l'oxyde d'éthylène



Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé



Ne pas restériliser



Usage unique



Consulter la version électronique du mode d'emploi
www.bbraun.ca

RX uniquement
A4809089-3 REV. 3/24

Brevet : www.bbraunusa.com/patents
Sans phtalates ni latex de caoutchouc naturel

B. Braun Medical Inc.
Bethlehem, PA 18018-3524 USA
1-800-227-2862

B | BRAUN